








<i>Kosmetická ultrazvuková špachtle s galvanizací • NÁVOD K OBSLUZE</i>	<b>CZ</b>	<b>5-10</b>
<i>Kozmetická ultrazvuková špachtľa s galvanizáciou • NÁVOD NA OBSLUHU</i>	<b>SK</b>	<b>11-16</b>
<i>Ultrasonic spatula with galvanisation • USER MANUAL</i>	<b>EN</b>	<b>17-22</b>
<i>Kozmetikai ultrahangos spatula galvanizálással • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ</i>	<b>HU</b>	<b>23-28</b>
<i>Ultradźwiękowa szpachelka kosmetyczna z galvanizacją • INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>	<b>PL</b>	<b>29-34</b>
<i>Ultraschallspachtel mit der Galvanisierung • BEDIENUNGSANLEITUNG</i>	<b>DE</b>	<b>35-41</b>





# Fenité



1





<p>CLEAN MODE</p> 	<p>CZ: Hlubokové čištění černých teček, akné, mastnoty a nečistot.            SK: Hĺbkové čistenie čiernych bodiek, akné, mastnoty a nečistôt.            EN: Deep cleaning of black spots, acne, oily skin and dirt.            HU: Fekete pontok, akné, zsír és szennyeződések mélytisztítása.            PL: Dogłębne czyszczenie czarnych kropek, trądziku, tłuszców i zanieczyszczeń.            DE: Tiefenreinigung von Mitessern, Akne, Fett und Unreinheiten.</p>
<p>LIFTING MODE</p> 	<p>CZ: Vibrace podporují krevní oběh, zanechávají pleť pevnou.            SK: Vibrácie podporujú krvný obeh, zanechávajú pleť pevnú.            EN: Vibrations enhance blood circulation, leaving the skin firm.            HU: A rezgések elősegítik a vérkeringést, így a bőr feszese válik.            PL: Wibracje stymulują krążenie, ujędrniają cerę.            DE: Die Vibrationen fördern die Durchblutung und machen die Haut straffer.</p>
<p>ION+ MODE</p> 	<p>CZ: Čištění pórů, odstranění odumřelých kožních buněk.            SK: Čistenie pórov, odstránenie odumretých kožných buniek.            EN: Cleaning pores, removing necrotized skin cells.            HU: Tisztítja a pórusokat, eltávolítja az elhalt hámsejteket.            PL: Czyszczenie porów, usuwanie obumarłych komórek skóry.            DE: Poren reinigen, abgestorbene Hautzellen entfernen.</p>
<p>ION- MODE</p> 	<p>CZ: Pomáhá krémům a sérum proniknout hluboko do pleti.            SK: Pomáha krémom a sérom preniknúť hlboko do pleti.            EN: Allowing creams and serums to come deep into the skin            HU: Segíti a krémek és szérumok mélyen a bőrbe való behatolását.            PL: Pomaga we wchłanianiu kremów i serów głęboko do cery.            DE: Es hilft Creme und Serum, tief in die Haut einzudringen.</p>

# OBSAH | SPIS TREŚCI | TARTALOM | CONTENT

## **CZ**

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)	7
III. POKYNY K OBSLUZE	8
IV. ÚDRŽBA	9
V. EKOLOGIE	9
VI. TECHNICKÁ DATA	10
VII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA	10

## **SK**

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	11
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)	14
III. POKYNY K OBSLUZE	14
IV. ÚDRŽBA	15
V. EKOLÓGIA	15
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	16
VII. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA	16

## **EN**

I. SAFETY WARNING	17
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)	19
III. INSTRUCTIONS FOR USE	20
IV. MAINTENANCE	21
V. ENVIRONMENT	21
VI. TECHNICAL DATA	22
VII. CUSTOMER CARE AND SERVICE	22

## **HU**

I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	23
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)	26
III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	26
IV. KARBANTARTÁS	27
V. ÖKOLÓGIA	27
VI. MŰSZAKI ADATOK	28
VII. ZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ	28

## **PL**

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	29
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)	32
III. INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI	32
IV. KONSERWACJA	33
V. EKOLOGIA	33
VI. DANE TECHNICZNE	34
VII. OBSŁUGA KLIENTA	34

## **DE**

I. SICHERHEITSANWEISUNGEN	35
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)	38
III. BEDIENUNGSANWEISUNGEN	38
IV. WARTUNG	40
V. UMWELTSCHUTZ	40
VI. TECHNISCHE DATEN	40
VII. KUNDENDIENST	41

eta 5353

Fenité

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- **Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro použití v kosmetickém salónu nebo jiné komerční použití!**
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- **Spotřebič nikdy neponořujte do vody!**
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob nebo k poškození spotřebiče.
- **Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se.**
- Spotřebič chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti, toaletním potřebám, agresivním tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Před použitím si sundejte všechny kovové předměty a šperky (např.: brýle, hodinky, náušnice, náramky, prstýnky apod.).
- Spotřebič ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití neschváleného příslušenství může způsobit zranění.
- Ve spotřebiči používejte pouze výrobcem schválený typ akumulátoru. Nepoužívejte baterie, které se nesmějí nabíjet.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech nebo výrobku jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které se nevyměňují.

- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem (např. **poranění, poškození zdraví**) a není odpovědný za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. **Používání tohoto přístroje nelze chápat jako náhradu lékařské péče.**
- Pokud během čištění pocítujete bolest či nepříjemné pocity, nebo se objeví jakékoliv jiné zdravotní problémy, ihned spotřebič vypněte a jeho další použití konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, případně dermatologem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte precitlivělou, poškozenou nebo exematickou pleť (např. **čerstvé jizvy, různé ranky, popáleniny, zarudnutí, oteklé tváře, kožní choroby...**).
- Spotřebič neslouží k léčbě jakýchkoliv symptomů onemocnění pokožky. Použití spotřebiče případně konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
- Nepoužívejte přístroj na dětech, nesvéprávných osobách či osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
- Nepoužívejte spotřebič s exfoliačními nebo jinak agresivními gely (např. s alkoholem)!
- Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.

#### SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děti se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič nemá vlastní nabíjecí zdroj, je určen pro nabíjení pouze z USB zdroje (adaptér s USB výstupem, PC s USB výstupem, s výstupním napětím 5,0 V a výstupním proudem minimálně 1000 mA), před připojením věnujte pozornost instrukcím výrobce těchto zdrojů.
- Vždy odpojte spotřebič od přívodu/ adaptéru pokud ho necháváte bez dozoru a před čištěním.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím **30 mA**. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte s poškozeným adaptérem, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.

- Spotřebič s připojeným přívodem/adaptérem se nesmí používat na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by spotřebič přesto spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte přívod/adaptér z el. zásuvky a až poté spotřebič vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Pokud se spotřebič nabíjí v koupelně, je nutné ho poté odpojit od el. sítě vytažením přívodu/adaptéru z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- Přívod/adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! Zároveň zabraňte jejich polití.
- **VÝSTRAHA:** Přístroj není vhodný pro používání za mokra (např. ve sprše apod.).
- Přívod je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro jiné účely.
- Přívod/adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřma rukama.
- Při nabíjení akumulátoru je spotřebič teplý, což je naprosto normální stav.
- Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě.
- Nikdy spotřebič nenabíjejte (ani nenechávejte) na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla a pokud je teplota pod 10 °C nebo nad 40 °C, nepříznivě to ovlivňuje životnost akumulátoru.
- Pravidelně kontrolujte stav propojovacího USB přívodu.
- Zabraňte tomu, aby propojovací přívod volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- Propojovací přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.

## II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

### A – Tělo spotřebiče

- A1 – tlačítko zapnutí/vypnutí + tlačítko nastavení režimu provozu
- A2 – aplikátor z nerezové oceli
- A3 – modré světlo pro fotonovou terapii
- A4 – nabíjecí zdířka pro USB kabel
- A5 – nabíjecí kontakty pro nabíjecí stojánek

### B – Podsvícený LCD displej

- B1 – ikona nastaveného režimu - vysoká intenzita
- B2 – ikona nastaveného režimu - nízká intenzita
- B3 – ikona nastaveného režimu - kladná ionizace
- B4 – ikona nastaveného režimu - záporná ionizace
- B5 – číselné zobrazení zbývajících času provozu (v minutách)
- B6 – symbol minut
- B7 – indikátor akumulátoru

### C – Příslušenství

- C1 – silikonový návlek na čištění pleti
- C2 – ochranný kryt

**D – nabíjecí stojánek****E – USB kabel \***

\* USB Kabel: k tomuto kabelu USB můžete připojit zdroj s USB (např. síťový adaptér pro střídavý proud, záložní zdroj energie apod.).

**III. POKYNY K OBSLUZE**

Předtím, než budete moci spotřebič řádně použít, je potřeba nabít jeho akumulátor. Spotřebič lze nabíjet s připojeným USB kabelem k síťovému zdroji tj. adaptéru pro střídavý proud nebo záložnímu zdroji energie. Pro nabíjení lze také využít nabíjecí stojánek **D**.

**NABÍJENÍ**

- Před prvním použitím, či pokud jste spotřebič dlouho nepoužívali, jej úplně nabijte.
  - Standardní doba nabíjení je **cca 2 hod.** a plně nabitý akumulátor poskytne dobu provozu **až 100 minut**. Doba provozu klesá v závislosti na zatížení spotřebiče a také stárnutím a opotřebením akumulátoru.
1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
  2. Strojek připojte buď přímo přes USB kabel ke zdroji (nabíječce) nebo použijte nabíjecí stojánek, který můžete rovněž připojit pomocí přiloženého USB kabelu ke zdroji (nabíječce) a poté do stojánu strojek správným způsobem vložit (obr. 1). Při nabíjení nelze spotřebič používat. Pokud bude zapnutý a začnete jej nabíjet, vypne se.
  3. Nepřekračujte stanovenou dobu nabíjení!

**Poznámka**

Stav a průběh nabíjení akumulátoru je zobrazen na displeji pomocí indikátoru **B7**. Během nabíjení indikátor bliká a po úplném nabití trvale svítí.

**Optimalizujte životnost akumulátoru**

- Nenechávejte ve spotřebiči připojený USB kabel.
- Při nabíjení nebo provozu dochází k zahřátí přístroje, což je normální a není důvodem k reklamaci.

**OVLÁDÁNÍ**

- Dlouhým stisknutím tlačítka **A1** (cca na 1 sekundu) spotřebič zapnete/vypnete. Při zapnutí i vypnutí se ozve akustický signál.
- Krátkým stisknutím tlačítka **A1** můžete přepínat mezi jednotlivými režimy. Nastavení režimu je indikováno příslušnou kontrolkou na displeji (**B1, B2, B3, B4**).

**POUŽITÍ**

Spotřebič pomocí ultrazvukových vibrací (frekvence 24000 Hz) důkladně čistí pleť a odstraňuje odumřelé kožní buňky. Zlepšuje také vstřebatelnost různých kosmetických přípravků a zjemňuje pokožku.

Technologie galvanického proudu:

- kladná ionizace (Ion+) slouží k hloubkovému čištění pleti
- záporná ionizace (Ion-) slouží pro hloubkovou aplikaci kosmetických přípravků

Spotřebič také disponuje funkcí fotonové terapie pomocí modrého světla, které má antibakteriální a protizánětlivé účinky.

**Čištění pleti (obr. 2)**

1. Navlhčete pleť obličeje.
2. Zapněte spotřebič a nastavte požadovaný režim provozu.
3. Přiložte nerezovou část aplikátoru **A2** s mírným tlakem k pleti obličeje a pohybujte s ní rovnoměrně po pleti celého obličeje tak, jako je znázorněno na obr. 2.
4. Po ukončení práce spotřebič vypněte a opláchněte si obličej vodou.

**Poznámka**

Pro jemnější čištění a masáž pleti můžete použít silikonový návlek C1.

**Zpracování kosmetických přípravků (obr. 3)**

1. Naneste si na pleť obličeje kosmetický přípravek.
2. Zapněte spotřebič a nastavte požadovaný režim provozu.
3. Přiložte nerezovou část aplikátoru **A2** s mírným tlakem k pleti obličeje a pohybujte s ní rovnoměrně po pleti celého obličeje tak, jako je znázorněno na obr. 3. Postupně tak zpracujete nanesený kosmetický přípravek.
4. Po ukončení práce spotřebič vypněte.

**Funkce automatického vypnutí**

Po cca 9 minutách nepřetržitého provozu se spotřebič automaticky vypne. Před vypnutím se ozve akustická signalizace. Zbývající čas provozu je indikován na displeji pomocí číselného zobrazení **B5**.

**IV. ÚDRŽBA**

Spotřebič je nutné čistit po každém použití! Povrch spotřebiče, nabíjecí stojánek a USB kabel otírejte pouze měkkým vlhkým hadříkem. Aplikátor z nerezové oceli **A2** také otřete vlhkým hadříkem. Silikonový návlek na čištění pleti **C1** můžete opláchnout pod tekoucí vodou. před opětovným použitím ho nechte řádně vyschnout. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky!

**Kapacita baterie výrobku se postupně snižuje. Ke snížení kapacity baterie dochází při obvyklém užívání spotřebiče a považuje se za opotřebení spotřebiče. Snížení kapacity baterie není vadou spotřebiče.**

**V. EKOLOGIE**

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybitý akumulátor bezpečně zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí. Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!

**Vyjmutí akumulátoru**

Akumulátor z přístroje vyjměte pouze po úplném vybití (tj. nechte jej v chodu tak dlouho, dokud se jeho motor nezastaví) a až po ukončení životnosti spotřebiče! Při běžném provozu se akumulátor nevyjímá a není dostupný! Za použití vhodného nástroje rozeberte tělo spotřebiče a následně akumulátor vyjměte. Dbejte však zvýšené opatrnosti, abyste předešli řeznému poranění.

## VI. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku
Hmotnost spotřebiče (g)	93
Spotřebič třídy ochrany	III.
Rozměry (V x D x Š); mm	20 x 168 x 49

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

### UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento*

*sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.*

Symbol  znamená UPOZORNĚNÍ.



Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.




Omyvatelné pod tekoucí vodou

## VII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).

Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).



**eta 5353****Fenité**

## NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu s dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

**I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Pred prvým uvedením do činnosti si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
- **Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je konštruovaný pre kozmetické salóny alebo na komerčné používanie!**
- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.**
- **Strojček nikdy neponárajte do vody!**
- **Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili alebo nepoškodili spotrebič.**
- **Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa.**
- Spotrebič chráňte pred prachom, chemikáliami, nadmernou vlhkosťou, toaletnými potrebami, agresívnymi tekutými kozmetickými prípravkami a veľkými zmenami teplôt a nevystavujte ho priamemu slnku.
- Pred použitím si zložte všetky kovové predmety a šperky (napr.: okuliare, hodinky, náušnice, náramky, prstene a pod.).
- Strojček ani príslušenstvo nevsúvajte do žiadnych telesných otvorov.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
- V spotrebiči používajte iba výrobcom schválený typ akumulátora. Nepoužívajte batérie, ktoré sa nesmú nabíjať.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie neschváleného príslušenstva môže spôsobiť zranenie.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.

- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré sa nevymieňajú.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. **poranenie, poškodenie zdravia**) v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.  
**Používanie tohto prístroja nie je možné chápať ako náhradu lekárskej starostlivosti.**
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ máte citlivú, poškodenú alebo ekzematickú pleť (napr. čerstvé jazvy, rôzne ranky, popáleniny, začervenanie, opuchnutú tvár, kožné choroby ...).
- Pokiaľ behom čistenia pocítujete bolesť či nepríjemné pocity alebo sa objavia akékoľvek iné zdravotné problémy, ihneď spotrebič vypnite a jeho ďalšie použitie konzultujte so svojim ošetrojúcim lekárom, prípadne dermatológom.
- Nepoužívajte spotrebič s exfoliačnými alebo inak agresívnymi gélmami (napr. s alkoholom)!
- Spotrebič neslúži na liečbu akýchkoľvek symptómov ochorenia pokožky. Použitie spotrebiča prípadne konzultujte so svojim ošetrojúcim lekárom.
- Nepoužívajte prístroj na deťoch, nesvojprávnych osobách či osobách, ktoré nedokážu vyjadriť svoje pocity.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.
- **VÝSTRAHA:** Prístroj nie je vhodný na používanie za mokra (napr. v sprche a pod.).

#### ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Deti sa musia držať mimo dosah prívodu/adaptéru.
- Spotrebič nemá vlastný nabíjací zdroj, je určený na nabíjanie iba z USB zdroja (adaptér s USB výstupom, PC s USB výstupom, s výstupným napätím 5,0 V a výstupným prúdom minimálne 1000 mA), pred pripojením venujte pozornosť inštrukciám výrobcu týchto zdrojov.
- Nikdy spotrebič nepoužívajte s poškodeným adaptérom, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu k prevereniu jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
- Spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným malým napätím odpovedajúcim značeniu spotrebiča.

- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim **30 mA**. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
- Strojček s pripojeným prívodom/ adaptérom sa nesmie používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by strojček do vody predsa len spadol, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite prívod/adaptér z elektrickej zásuvky a až potom strojček vyberte. V takých prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
- Pokiaľ strojček nabíjate v kúpeľni, je potrebné ho po použití odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím prívoda/adaptéra z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý.
- Vždy odpojte spotrebič od prívoda/ adaptéra ak ho nechávate bez dozoru a čistením.
- Prívod/adaptér nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky mokrými rukami!
- Strojček, prívod ani adaptér nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody a iných tekutín ani neumývajte pod tečúcou vodou! Zároveň zabráňte ich poliatu.
- Prívod dodaný so spotrebičom je určený len pre tento spotrebič, nepoužívajte ho na iné účely.
- Pri nabíjaní akumulátora je spotrebič teplý, čo je úplne normálny stav.
- Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri bežnej izbovej teplote.
- Nikdy nenabíjajte strojček na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, a pokiaľ je teplota pod 10 °C alebo nad 40 °C, to nepriaznivo ovplyvňuje životnosť akumulátora.
- Prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
- Pravidelne kontrolujte stav propojovacieho USB prívodu.
- Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.

## II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

### A – Telo spotrebiča

- A1 – tlačidlo zapnutia/vypnutia + tlačidlo nastavenia režimu prevádzky
- A2 – aplikátor z nerezovej ocele
- A3 – modré svetlo na fotónovú terapiu
- A4 – nabíjacia zdierka pre USB kábel
- A5 – nabíjacie kontakty na nabíjací stojan

### B – Podsvietený LCD displej

- B1 – ikona nastaveného režimu - vysoká intenzita
- B2 – ikona nastaveného režimu - nízka intenzita
- B3 – ikona nastaveného režimu - kladná ionizácia
- B4 – ikona nastaveného režimu - záporná ionizácia
- B5 – číselné zobrazenie zvyšného času prevádzky (v minútach)
- B6 – symbol minút
- B7 – indikátor akumulátora

### C – Príslušenstvo

- C1 – silikónový návlak na čistenie pleti
- C2 – ochranný kryt

### D – nabíjací stojan

### E – USB kábel \*

\* USB Kábel: k tomuto káblu USB môžete pripojiť zdroj s USB (napr. sieťový adaptér na striedavý prúd, záložný zdroj energie a pod.).

## III. POKYNY K OBSLUZE

Predtým, ako budete môcť spotrebič riadne používať, je potrebné nabiť jeho akumulátor. Spotrebič je možné nabíjať s pripojeným USB káblom k sieťovému zdroju t.j. adaptéru na striedavý prúd alebo k záložnému zdroju energie. Na nabíjanie je možné tiež využiť nabíjací stojan **D**.

### NABÍJANIE

- Pred prvým použitím, alebo pokiaľ ste spotrebič dlho nepoužívali, ho úplne nabite.
- Štandardná doba nabíjania je **cca 2 hod.** a plne nabitý akumulátor poskytne dobu prevádzky **až 100 minút**. Doba prevádzky klesá v závislosti na zaťažení spotrebiča a tiež starnutím a opotrebením akumulátora.

1. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
2. Strojček pripojte buď priamo cez USB kábel ku zdroju (nabíjačke) alebo použite nabíjací stojan, ktorý môžete rovnako pripojiť pomocou priloženého USB kábla ku zdroju (nabíjačke) a potom do stojana strojček správnym spôsobom vložiť (obr. 1). Pokiaľ bude zapnutý a začnete ho nabíjať, vypne sa.
3. Neprekračujte stanovenú dobu nabíjania!

#### Poznámka

Stav a priebeh nabíjania akumulátora je zobrazený na displeji pomocou indikátora **B7**. Počas nabíjania indikátor bliká a po úplnom nabití trvale svieti.

### Optimalizujte životnosť akumulátora

- Nenechávajte v spotrebiči pripojený USB kábel.
- Pri nabíjaní alebo pri prevádzke dochádza k zahriatiu prístroja, čo je normálne a nie je to dôvod k reklamácii.

### OVLÁDANIE

- Dlhým stlačením tlačidla **A1** (cca na 1 sekundu) spotrebič zapnete/vypnete. Pri zapnutí a vypnutí sa ozve akustický signál.

- Krátkym stlačením tlačidla **A1** môžete prepínať medzi jednotlivými režimami. Nastavenie režimu je indikované príslušnou kontrolkou na displeji (**B1**, **B2**, **B3**, **B4**).

## POUŽITIE

Spotrebič pomocou ultrazvukových vibrácií (frekvencia 24000 Hz) dôkladne čistí pleť a odstraňuje odumreté kožné bunky. Zlepšuje tiež vstrebávanosť rôznych kozmetických prípravkov a zjemňuje pokožku.

Technológia galvanického prúdu:

- kladná ionizácia (Ion+) slúži na hĺbkové čistenie pleti
- záporná ionizácia (Ion-) slúži na hĺbkovú aplikáciu kozmetických prípravkov

Spotrebič tiež disponuje funkciou fotónovej terapie pomocou modrého svetla, ktoré má antibakteriálne a protizápalové účinky.

### Čistenie pleti (obr. 2)

1. Navlhčíte tvár.
2. Zapnite spotrebič a nastavte požadovaný režim prevádzky.
3. Priložte nerezovú časť aplikátora **A2** s miernym tlakom k tvári a pohybujte s ním rovnomerne po celej tvári tak, ako je znázornené na obr. 2.
4. Po ukončení práce spotrebič vypnite a opláchnite si tvár vodou.

#### Poznámka

Na jemnejšie čistenie a masáž pleti môžete použiť silikónový návlek **C1**.

### Zpracovanie kozmetických prípravkov (obr. 3)

1. Naneste si na tvár kozmetický prípravok.
2. Zapnite spotrebič a nastavte požadovaný režim prevádzky.
3. Priložte nerezovú časť aplikátora **A2** miernym tlakom k tvári a pohybujte s ním rovnomerne po celej tvári tak, ako je znázornené na obr. 3. Postupne tak zapracujete nanosený kozmetický prípravok.
4. Po ukončení práce spotrebič vypnite.

### Funkcia automatického vypnutia

Po cca 9 minútach nepretržitej prevádzky sa spotrebič automaticky vypne. Pred vypnutím sa ozve akustická signalizácia. Zostávajúci čas prevádzky je indikovaný na displeji pomocou číselného zobrazenia **B5**.

## IV. ÚDRŽBA

Spotrebič je nutné čistiť po každom použití! Povrch spotrebiča, nabíjací stojan a USB kábel utierajte iba mäkkou, vlhkou handričkou. Aplikátor z nerezovej ocele **A2** tiež utrite vlhkou handričkou. Silikónový návlek na čistenie pleti **C1** môžete opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred opakovaným použitím ho nechajte riadne vyschnúť. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!

**Kapacita batérie výrobku sa postupne znižuje. K zníženiu kapacity batérie dochádza pri obvyklom užívaní spotrebiča a považuje sa za bežné opotrebovanie spotrebiča. Zníženie kapacity batérie nie je vadou spotrebiča, ale prirodzenou vlastnosťou batérie.**



## V. EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Použitý akumulátor bezpečne zlikvidujte prostredníctvom k tomu určených špecializovaných zberných sietí. Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!

### Vybratie akumulátora

Akumulátor z prístroja vyberte iba po úplnom vybití (t.j. nechajte ho v chode tak dlho, pokiaľ sa jeho motor nezastaví) a až po ukončení životnosti spotrebiča! Pri bežnej prevádzke sa akumulátor nevyberá a nie je dostupný! Za použitia vhodného nástroja rozoberte telo spotrebiča a následne akumulátor vyberte. Dbajte však na zvýšenú opatnosť, aby ste predišli reznému zraneniu.

## VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku
Hmotnosť spotrebiča (g)	93
Spotrebič triedy ochrany	III.
Rozmery (V x D x Š); mm	20 x 168 x 49


**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.**

*HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte*

*toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.*

Symbol  znamená UPOZORNENIE



Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.




Umývateľné pod tečúcou vodou

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

**Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na opravu!**

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).

Informácie k reklamácií a oprave výrobkov nájdete na stránkach [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).



eta 5353

Fenité

## INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please keep these instructions including the receipt and, if possible, the carton box with the internal packing.

**I. SAFETY WARNING**

- Please consider the instructions herein as a part of the appliance and pass them over to the next user of the appliance.
- The appliance is only designated to be used in household and for similar purposes. It is not designed to be used in beauty parlours or for any other commercial utilisation !
- **This appliance may only be used by children aged 8 years or older, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Never immerse the appliance in water!**
- **When handling the appliance, please proceed so that no personal injury or damage to the appliance will occur.**
- **Never use the appliance if it does not correctly operate, fell on the ground or suffered any damage.**
- Protect the appliance from dust, chemicals, excessive humidity, toiletries, aggressive liquid cosmetic preparations and intensive temperature changes, and do not expose it to direct sunlight.
- Before use, take off all metal items and jewellery (e.g., glasses, watch, earrings, bracelets, rings, etc.).
- Use only the type of battery approved by the manufacturer in the appliance. Do not use batteries that must not be recharged.
- Do not insert the appliance or its accessories in any bodily orifices.
- Never use the appliance for other than the intended purposes as described in these instructions for use!
- Only use the appliance with the accessories designed for this type. Use of unapproved accessories may cause injury.
- **WARNING:** In the case of incorrect use of the appliance that contradicts the operating instructions, there is a risk of injury.
- Texts in a foreign language and images provided on the packaging or on the product, if any, are translated and explained at the end of this language version.
- This appliance contains batteries that are not replaceable.

- The manufacturer is not responsible for any loss caused by improper handling of the appliance and its accessories (e.g. injury, harm to health) and is not responsible according to the appliance in the case of non-compliance with the safety instructions above. This appliance is not intended as a substitute for medical care.
- Do not use the appliance if your skin is oversensitive, damaged or exematic (e.g. in the case of fresh scars, small injuries, burns, erythema, swollen cheeks, skin diseases...).
- If you feel pain or experience any unpleasant feeling during the cleaning, or if any other health problem appears, immediately switch off the appliance, and consult its further use with your practitioner or dermatologist.
- Do not use the appliance with exfoliating or any other aggressive gels (for example with alcohol)!
- The appliance is not intended to cure any skin disease symptoms. Please consult use of the appliance with your doctor, where necessary.
- Do not use the appliance on children, incapacitated persons or persons unable to express their feelings.
- Do not use the appliance near eyes or other vulnerable body parts.

#### SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Children must be kept away from the appliance and its adapter.
- The appliance has no charging source of its own, it is only designed for charging via USB (an adapter with USB output, PC with USB output with output voltage of 5.0 V, and output current of at least 1000 mA). Before making any connection, please pay attention to instructions of the manufacturer of the respective power source.
- Never use the appliance if the adapter is damaged, if the appliance does not operate properly, fell on the ground and suffered any damage, or fell into water. In such case bring the appliance to the specialised service centre to verify the appliance safety and proper operation.
- For additional protection we recommend installing a protective switch (RCD) in the electrical circuitry of the bathroom, with the nominal actuating current not exceeding 30 mA. Ask an inspecting technician or an electrician for advice.
- The appliance and the connected adapter must not be used at places

where it could fall into bath tub, wash basin or swimming pool. If the appliance fell into water anyway, do not take it out! First of all, unplug the adapter from the socket and only then take the appliance out. Then bring the appliance to a specialised service centre to check its safety and proper functionality.

- To power the appliance, only apply safe small voltage in accordance with the type plate.
- If the appliance is used in a bathroom, it must be disconnected from the mains after use by unplugging the power cord from the wall socket, because the appliance poses a risk if near to water, even when switched off.
- Always unplug the appliance from charger if you leave it unattended and cleaning.
- The mains adapter supplied with the appliance is only designated for this appliance.
- **WARNING:** The appliance is not suitable for use when wet (e.g. in the shower, etc.).
- Never plug the adapter in the electrical socket or unplug it with wet hands.
- Never immerse the adapter into water or other liquids (not even partly) and do not wash it in running water! At the same time, prevent them from being splashed with liquids.
- The appliance gets hot when charging, which is absolutely normal.
- Charge the battery at a temperature close to the room temperature.
- Never charge the appliance in direct sunlight or close to heat sources, and if the temperature is below 10 °C or above 40 °C, adversely affects the accumulator service life.
- Prevent hanging the power adapter cord loosely over desktop edge where children may reach it.
- The power cord of the adapter must not be damaged with sharp or hot objects or open fire, and must not be immersed into water or bent over sharp edges.

## II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

### A – Appliance body

- A1 – ON/OFF button + operating mode setting button
- A2 – Stainless steel applicator
- A3 – Blue light photon therapy
- A4 – USB charging socket
- A5 – Contacts for the charging stand

**B – Backlit LCD**

- B1 – Set mode icon - high intensity
- B2 – Set mode icon - low intensity
- B3 – Set mode icon - positive ionisation
- B4 – Set mode icon - negative ionisation
- B5 – Remaining operation time (in minutes)
- B6 – Symbol Minutes
- B7 – Battery level indicator

**C – Accessories**

- C1 – Silicone case (skin cleansing)
- C2 – Protection case

**D – Charging stand****E – USB cable \***

\* USB cable: A source with USB terminal may be connected to USB cable (for example AC power adapter, backup power source, etc.).

## III. INSTRUCTIONS FOR USE

Before using the appliance, its battery must be charged first. Charging is possible with the enclosed USB cable from the mains, i.e. an AC adapter, or a backup power source. Charging stand **D** can also be used for charging the battery.

**CHARGING**

- Before the first use or if the appliance was not used for a long time, charge it completely.
  - The standard charging time is **approximately 2 hours**, and the fully charged accumulator allows for the operating time of **up to 100 minutes**. The operating time decreases depending on the appliance loading and due to the accumulator ageing and wear and tear.
1. Make sure the appliance is switched off.
  2. Connect the appliance to the power source (battery charger) using USB cable or use the charging stand, which can also be connected to the power source (battery charger) using USB cable, and then place the appliance on the stand correctly (as shown on fig. 1). If the appliance is turned on and you start charging, the appliance shall switch off.
  3. Do not exceed the designated charging time!

**Note**

Battery level and charging state are displayed by indicator **B7** (the indicator is flashing during the charging process and lighting continuously as soon as the charging process has been completed).

**Optimise the battery service life**

- Do not leave USB cable connected to the appliance.
- During charging or regular operation, the appliance heats up, which is a normal phenomenon, and not a reason for a complaint.

**CONTROL**

- By long pushing of button **A1** (approx. for 1 sec.) you switch the appliance on/off. Upon switching on and off an acoustic signal sounds.
- Press short **A1** button to switch over the modes. Currently set mode is shown by LED indicators on the display (**B1, B2, B3, B4**).

**USE**

With use of acoustic vibrations (frequency of 24 000 Hz) the appliance thoroughly cleans the skin and removes dead skin cells. It also improves absorption of various cosmetic preparations and softens the skin.

Galvanic current technology:

- positive ionisation (Ion+) – for deep skin cleansing
- negative ionisation (Ion-) – for deep application of cosmetics

The appliance also includes photon therapy function using blue light (antibacterial and anti-inflammatory effects).

#### **Skin cleansing (Fig. 2)**

1. Moisten the facial skin.
2. Switch on the appliance and set the mode of operation you want.
3. Apply **A2** stainless steel applicator on the face. Lightly pressing, move the applicator evenly on the entire facial skin, as shown on Fig. 2.
4. Switch off the appliance after application and rinse the skin with water.

#### **Note**

Use silicone case **C1** for fine cleansing and skin massage.

#### **Application of cosmetic preparations (Fig. 3)**

1. Apply the cosmetic preparation on the face.
2. Switch on the appliance and set the mode of operation you want.
3. Apply **A2** stainless steel applicator on the face. Pressing the applicator lightly on the skin, move it evenly on the entire facial skin, as shown on Fig. 3., allowing the preparation to be absorbed through the skin.
4. Switch off the appliance after application.

#### **Auto-off mode**

After approximately 9 minutes of continuous operation the appliance automatically switches off. Before switching off, an acoustic signal sounds. The remaining operation time is displayed by indicator **B5**.

## **IV. MAINTENANCE**

The appliance must be cleaned after every use! Use only soft and damp cloth to wipe the surface of the appliance, charging stand and USB cable. Stainless steel applicator **A2** can also be wiped by soft and damp cloth. Silicon case **C1** for skin cleansing can be rinsed in flowing water. Allow to dry properly before using it again. Do not use any abrasive or aggressive cleaning agents!

**The capacity of the product battery decreases over time. Decreasing of battery capacity occurs during normal use of the appliance and is considered usual wear and tear of the appliance. Decreasing battery capacity is not a defect of the appliance.**



## **V. ENVIRONMENT**

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authorities or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. Dispose of the battery safely by means of collection networks intended for this purpose. Never dispose of the batteries by burning!

#### **Taking out the battery**

Only take out the battery from the appliance after it is fully discharged (i.e. let the appliance in operation until its motor stops), and after the end of the appliance's service life! The battery should not be removed and is not accessible during normal operation! With use of a suitable tool demount the appliance body and replace the accumulator. However pay attention to prevent any cut injury.

## VI. TECHNICAL DATA


Voltage (V)	Specified on the rating place
Appliance weight (g)	94
Appliance protection class	III.
Dimensions (H x D x W) in mm	20 x 168 x 49

**The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.**

*HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*

The  symbol indicates a WARNING.



Do not use the appliance close to bath tubs, showers, wash basins or other water containers.




Washable under running water

## VII. CUSTOMER CARE AND SERVICE

**More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!**

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).



**eta 5353****Fenité****HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

**I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK**

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának!
- A készüléket csak háztartási, vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem alkalmazható kozmetikai szalonokban történő használatra, vagy egyéb kommersz alkalmazásra!
- **Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett.**
- **A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!**
- **Soha ne merítse a készüléket vízbe!**
- **A készüléket olyan módon használja, hogy azzal ne okozzon személyi sérülést, vagy a készülék károsodását!**
- **Soha ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, vagy leesett a földre és megsérült!**
- **A készüléket védje a portól, kémiai szerektől, nagy nedvességtől, folyékony kozmetikai szerektől,**

## nagy hőmérséklet változásoktól és ne tegye ki közvetlen napsugárnak!

- A tartozékokat ne dugja bele semmilyen testnyílásba!
- Használat előtt vegyen le magáról minden fémtárgyat és ékszert (pl. szemüveg, karóra, fülbevaló, karkötő, gyűrű stb.)
- A készüléket csak erre a típusra szánt tartozékokkal használja! Más tartozékok használata veszélyt jelenthetnek a kezelő személyre!
- **FIGYELEM:** olyan készülék használata esetén, amely nem egyezik meg a használati utasítással, sérülés veszély állhat elő!
- A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
- A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás leírása tartalmaz!
- Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék és annak tartozékainak helytelen kezeléséért (pl. sérülés, egészség károsítása) és nem a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén! A készülék használata nem helyettesíti az orvosi ellátást!
- A készülékben csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátortípust használjon. Ne használjon újratölthetőnek nem minősített elemeket/akkumulátorokat.
- Ne használja a készüléket, ha túl érzékeny, sérült, vagy ekcémás a bőre (pl. friss sebek, sérülések, égési sérülések, dagadt bőr, bőrbetegségek esetén)!
- Ha tisztítás közben fájdalmat, vagy más kellemetlen érzést érez, vagy bármilyen más egészségügyi problémák lépnek fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és annak további használatát orvossal konzultálja!
- Ne használja a készüléket agresszív (pl. alkoholt tartalmazó) szelékkel együtt!
- A készüléket nem szabad bőrbetegségek gyógyításra használni!
- Ne használja a készüléket gyerekeknél, vagy olyan személyeknél, akik nem képesek az érzéseiket kimondani!
- Ne használja a készüléket szem, vagy más érzékeny testrész közelében!

### SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől és az adattertől!**
- **A készülék nem rendelkezik saját töltővel, kizárólag USB-n keresztül tölthető (USB kimenettel rendelkező adapter, vagy PC, amely 5,0 V kimeneti feszültséggel és minimum 1000 mA kimeneti árammal rendelkezik)! Csatlakozás előtt figyeljen az adott forráshoz tartozó utasításokra!**
- **Soha ne használja a készüléket, ha az adapter megsérült, nem működik megfelelően, leesett a földre, vagy beleesett a vízbe! Ilyen esetekben forduljon szakszervizhez!**
- **Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos hálózatába**

- áramvédőt (RCD) beépíteni, ami **30 mA** értékű kioldóárammal működik. Szaktanácsért forduljon revíziós, illetve elektromos szakemberhez!
- A készülék csak a típuscímken feltüntetett biztonságos törpefeszültségről üzemeltethető.
  - A készüléket és a becsatlakoztatott áramforrással ellátott alátétet nem szabad olyan helyen használni, ahol fürdőkádba, mosdóba, vagy medencébe eshet. Ha a készülék mégis vízbe esik, ne vegye azt ki a vízből! Mindenekelőtt kapcsolja ki a hálózati adapter csatlakozóját az el. dugaszoló aljzatból és csak azután vegye ki a vízből a készüléket. Ilyen esetekben a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságos és helyes működésének ellenőrzése céljából!
  - Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz, mert víz közelében az elektromos csatlakozás veszélyes lehet kikapcsolt állapotban is!
  - A csomaghoz tartozó hálózati adaptert kizárólag a készülék töltésére használja, ne használja más célra!
  - **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék nem alkalmas nedves környezetben történő használatra (pl. zuhany alatt stb.).
  - A hálózati adaptert ne csatlakoztassa nedves kézzel az el. dugaszoló aljzatba ill. ne húzza abból ki!
  - A készüléket, vagy az adaptert soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba (részben se) és ne mossa folyó víz alatt! Óvja a lefröccsenéstől is.
  - Töltés közben meleg a készülék, ami normális.
  - Töltse az akkumulátort szoba hőmérsékleten!
  - A készülék túlterheltsége esetén, illetve ha magas hőmérsékleten használja a készüléket lehetséges, hogy az elektrolit kifolyik az akkumulátorból. Ha ráfolyik Önre az elektrolit, mossa le azt a területet vízzel, mossa meg szappannal, majd öblítse le citromlével, ecettel! Szembe kerülés esetén hosszú ideig öblítse ki a szemet vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz!
  - 10 °C alatti és 40 °C fölötti környezetben való töltés negatívan befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
  - Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt!
  - Figyeljen arra, hogy az adapter tápkábele ne lógjon le a munkalapról, ahol a gyerekek számára elérhető lehet!
  - A csatlakozó vezetékét nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megromgálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken áthajlítani!

## II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

### A – A készülék teste

- A1 – bekapcsolás/kikapcsolás gomb + működési mód beállító gombja
- A2 – aplikátor rozsdamentes acélból
- A3 – kék fény foton terápiához
- A4 – töltő aljzat USB kábelhez
- A5 – töltő kontaktusok töltőállványhoz

### B – LCD kijelző háttérvilágítással

- B1 – beállított mód ikonja – magas intenzitás
- B2 – beállított mód ikonja – alacsony intenzitás
- B3 – beállított mód ikonja – pozitív ionizáció
- B4 – beállított mód ikonja – negatív ionizáció
- B5 – hátralévő működési idő megjelenítése (percben)
- B6 – perc szimbólum
- B7 – akkumulátor indikátora

### C – Tartozékok

- C1 – szilikonos fej a bőr tisztításához
- C2 – védőtok

### D – töltőállvány

### E – USB kábel \*

\* **USB Kábel:** USB aljzattal rendelkező forrás csatlakozása (pl. hálózati adapter, energiaforrás, stb.)

## III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Mielőtt elkezdi a készüléket rendszeresen használni, szükséges lesz az akkumulátorát feltölteni! Ezt megteheti az adapterhez, vagy energiaforráshoz csatlakoztatott USB kábelén keresztül. A töltéshez lehet a **D** töltőállványt is használni.

### TÖLTÉS

- Első használat előtt, vagy ha nem használta a készüléket hosszabb ideig, töltsse fel az akkumulátort teljesen!
- A töltés szokásos időtartama **kb. 2 óra** és egy teljesen feltöltött akkumulátor biztosítja az üzemidőt **max. 100 perc**re. Az üzemidő a készülék terhelésétől, valamint az akkumulátor elöregedésétől és kopásától függően csökken.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva!
2. A készüléket csatlakoztassa vagy közvetlenül az USB kábelén keresztül a forráshoz (töltőhöz), vagy használja a töltőállványt, amelyet a csomagolásban lévő USB kábelén keresztül lehet a forráshoz (töltőhöz) csatlakoztatni. Csatlakozás után helyezze a készüléket a töltőállványba (lásza az 1. ábrát). Ha be van kapcsolva a készülék és elkezdi azt tölteni, a készülék ki fog kapcsolni.
3. Ne lépje túl a javasolt töltési időt!

### Megjegyzés

Az akkumulátor töltési állapota és folyamata a kijelzőn lévő **B7** indikátor jelzi. Töltés közben az indikátor villog, teljes feltöltés után világít.

### Akkumulátor élettartamának optimalizálása

- Ne hagyjon a készülékben csatlakoztatott USB kábelt!
- Töltés, vagy működés közben a készülék felmelegszik, ami normális és nem jelent okot reklamációra!

## VEZÉRLÉS

- Tartsa lenyomva az **A1** gombot (kb. 1 sec.) a készülék be- és kikapcsolásához. Be- és kikapcsoláskor hangjelzés hallható.
- **A1** gomb rövid megnyomásával a módok között lehet választani. A kiválasztott módot a hozzátartozó jelzőfény (**B1**, **B2**, **B3**, **B4**) jelzi.

## HASZNÁLAT

A készülék az ultrahangos rezgésekkel (24000 Hz frekvencia) alaposan megtisztítja a bőrt és eltávolítja az elhalt hámsejteket. Emellett javítja a különféle kozmetikumok felszívódását és puhítja a bőrt.

### Galvanikus áramtechnológia:

- pozitív ionizáció (Ion+) a bőr mély tisztításához való
- negatív ionizáció (Ion-) a kozmetikai termékek mély alkalmazására való

A készülék fel van szerelve foton terápia funkcióval, amely a kék fény segítségével működik és antibakteriális, valamint gyulladáscsökkentő hatásokkal rendelkezik.

### Bőr tisztítása (2. ábra)

1. Nedvesítse be az arcbőrét!
2. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt módot!
3. Közelítse enyhe nyomással az **A2** aplikátor rozsdamentes részét a bőrhöz és mozgassa azt egyenletesen az egész arcán, ahogy a 2. ábrán látható!
4. Használat befejezése után kapcsolja ki a készüléket és mossa le az arcát vízzel!

### Megjegyzés

Finomabb tisztításhoz és bőr masszázshoz használja a szilikonos fejet **C1**!

### Kozmetikai termékek bedolgozása (3. ábra)

1. Vigyen fel kozmetikai terméket az arcbőrére!
2. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt módot!
3. Közelítse enyhe nyomással az **A2** aplikátor rozsdamentes részét a bőrhöz és mozgassa azt egyenletesen az egész arcán, ahogy a 3. ábrán látható! Így lehet a kozmetikai terméket bedolgozni.
4. Használat befejezése után kapcsolja ki a készüléket!

### Automatikus kikapcsolás funkció

Kb. 9 perc folyamatos működés után a készülék automatikusan kikapcsol. Kikapcsolás előtt hangjelzés hallható. A hátralévő működési időt a kijelzőn lévő **B5** jelzőfény jelzi.

## IV. KARBANTARTÁS

A készüléket szükséges minden használat után megtisztítani! A készülék felületét, töltőállványt és USB kábelt puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg! A rozsdamentes acélból készült aplikátort **A2** törölje át nedves ruhával! A bőr tisztításához való szilikonos fejet **C1** folyó víz alatt előblítheti. Következő használat előtt hagyja a szilikonos fejet alaposan megszáradni! Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket!

**A termék akkumulátorának kapacitása fokozatosan csökken. Az akkumulátor kapacitása a készülék normál használata során csökken, és a készülék elhasználódásának minősül. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése nem minősül a készülék meghibásodásának.**

## V. ÖKOLÓGIA



Ha a méretek megengednek, akkor a csomagolóanyagokon, a komponenseken és a tartozékokon valamennyi darabra rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok újrahasznosítási jelzései. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át.

A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Biztonságosan dobja el a használt akkumulátort, az arra a célra kijelölt speciális gyűjtőbe! Ne égesse el az akkumulátort!

#### Akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort vegye ki a készülékből, ha teljesen lemerült (azaz hagyja a készüléket működni, amíg teljesen meg nem áll a motorja) és ha a készülék élettartama lejárt! Általános működésnél az akkumulátort nem kell kivenni! Megfelelő eszközzel szerelje szét a készülék testét, majd vegye ki az akkumulátort. A borítás eltávolítása után javasoljuk, hogy a borítást óvatosan vágja le!

## VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	Típus címkéjén látható
Készülék súlya (g)	93
Védőosztály	III.
Méretetek (M x H x Sz); mm	20 x 168 x 49

#### A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

*HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.*

*DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót*

*gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer.*

Az  szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vízzel telt edény közelében.




Folyó víz alatt mosható

## ZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

**Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti!**

A garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu) weboldalon találja.



eta 5353

Fenité

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

## I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Instrukcje zawarte w podręczniku należy uważać za część urządzenia i przekazać każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnego! Nie jest przeznaczone do wykorzystania w salonie piękności lub innego wykorzystania komercyjnego!
- **Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego użytkowaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.**
- **Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!**
- **Przy manipulowaniu z urządzeniem należy postępować w taki sposób, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.**
- **Nigdy nie używać urządzenia, gdy nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię i zostało uszkodzone.**
- Urządzenie należy chronić przed kurzem, chemikaliami, nadmierną wilgocią, potrzebami toaletowymi, agresywnymi płynami kosmetycznymi dużymi zmianami temperatury i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych.
- Przed użyciem zdjąć wszystkie metalowe przedmioty i ozdoby (np.: okulary, zegarek, kolczyki, bransolety, pierścionki, itp.).
- Urządzenia ani akcesoriów nie wkładać do wszelkich cielesnych otworów.

- Nigdy nie używaj urządzenia do innego celu niż ten, do którego jest przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji!
- W urządzeniu używaj wyłącznie typu akumulatora zatwierdzonego przez producenta. Nie używaj baterii, których nie wolno ładować.
- Używaj urządzenia wyłącznie z akcesoriami przeznaczonymi dla tego typu. Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych może spowodować obrażenia.
- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia, które nie jest zgodne z instrukcją, istnieje ryzyko zranienia.
- Teksty w języku obcym i rysunki pojawiające się na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu niniejszej instrukcji językowej.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania się urządzeniem (np. zranienia, urazy na zdrowiu) i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu w przypadku niezastosowania się do powyższych środków ostrożności. Używanie tego urządzenia nie zastępuje opieki lekarskiej.
- Nie należy używać urządzenia do skóry wrażliwej, uszkodzonej lub z wypryskami (takiej jak świeże blizny, różne rany, oparzenia, zaczerwienienie, obrzęk twarzy, choroby skóry...).
- Jeśli poczujesz ból lub nieprzyjemne odczucia podczas czyszczenia, lub wystąpią jakiegokolwiek inne problemy zdrowotne, natychmiast wyłącz urządzenie i skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem w celu dalszego postępowania.
- Nie używać urządzenia z żelami złuszczającymi lub agresywnymi (np. z alkoholem)!
- Urządzenia nie stosuje się do leczenia objawów chorobowych skóry. Korzystanie z urządzenia skonsultować można z lekarzem.
- Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci, osoby niekompetentne lub osoby, które nie są w stanie wyrazić swoich uczuć.
- Nie używać w pobliżu oczu lub innych wrażliwych części ciała.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie nadaje się do używania na mokro (np. pod prysznicem itp.).

#### SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie i adapter muszą być przechowywane z dala od dzieci.
- Urządzenie nie ma własnego źródła ładowania, jest zaprojektowane do ładowania tylko ze źródła USB (zasilacz z wyjściem USB, komputer z wyjściem USB, z napięciem wyjściowym 5,0 V i prądem wyjściowym, co najmniej 1000 mA), przed podłączeniem należy zapoznać się z instrukcjami producenta tych źródeł ładowania.
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym zasilaczem, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i zostało uszkodzone lub wpadło do wody. W takich przypadkach należy zanieść urządzenie do specjalistycznego serwisu, aby zweryfikować jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.

- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zalecamy zainstalowanie do obwodu elektrycznego w łazience wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem zadziałania nie większym niż 30 mA. Skonsultuj się z technikiem rewizyjnym lub elektrykiem.
- Urządzenie musi być zasilane tylko bezpiecznym małym napięciem odpowiadającym oznaczeniu urządzenia.
- Urządzenie z dołączonym adapterem nie może być stosowane w miejscach, gdzie może spaść do wanny, zlewu lub basenu. Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie należy go wyciągać! Po pierwsze, należy odłączyć zasilacz od sieci, dopiero potem wyjąć. W takich przypadkach potrzeba odnieść urządzenie do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu musi być odłączone od sieci przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Urządzenie znajdujące się w pobliżu wody stanowi zagrożenie, nawet wtedy, gdy jest wyłączone.
- Zasilacza nie podłączać do gniazdka elektrycznego i nie wyjmować z gniazdka mokrymi rękami.
- Urządzenia lub zasilacza nigdy nie zanurzać w wodzie, lub innych cieczach (nawet częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą! Jednocześnie chroń je przed zalaniem.
- Zasilacz sieciowy dostarczony z urządzeniem jest przeznaczony wyłącznie do tego urządzenia, nie należy używać go do innych celów.
- Podczas ładowania urządzenie jest ciepłe, co jest absolutnie normalne.
- Ładowanie akumulatora wykonywać w normalnej temperaturze pokojowej.
- Nie należy ładować urządzenia na pełnym słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła, a jeśli temperatura wynosi poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C, ma negatywny wpływ na trwałość akumulatora.

- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego adaptera.
- Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający luźno wisiał pad krawędzią powierzchni roboczej, gdzie mogą dosięgnąć dzieci.
- Przewód zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień. Nie zanurzać w wodzie lub nie zginać przez ostre krawędzie.

## II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

### A – Obudowa urządzenia

- A1 – przycisk włączenia/wyłączenia + przycisk nastawienia trybu pracy
- A2 – aplikator ze stali nierdzewnej
- A3 – niebieskie światło do terapii fotonowej
- A4 – gniazdko USB do ładowania
- A5 – styki do ładowania na stojak do ładowania

### B – Podświetlony wyświetlacz LCD

- B1 – ikona nastawionego trybu pracy - wysoka intensywność
- B2 – ikona nastawionego trybu pracy - niska intensywność
- B3 – ikona nastawionego trybu pracy - dodatnia jonizacja
- B4 – ikona nastawionego trybu pracy - ujemna jonizacja
- B5 – wyświetlenie numeryczne pozostałego czasu pracy (w minutach)
- B6 – symbol minut
- B7 – kontrolka akumulatora

### C – Akcesoria

- C1 – silikonowa koszulka do czyszczenia cery
- C2 – pokrywa ochronna

### D – stojak do ładowania

### E – Kabel USB \*

- \* **Kabel USB:** do tego kabla USB podłączyć źródło z USB (na przykład zasilacz sieciowy prądu przemiennego, zapasowe źródło energii itp.).

## III. INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI

Przed prawidłowym korzystaniem z urządzenia, należy naładować akumulator. Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB podłączonego do źródła prądu tj. zasilacza prądu przemiennego lub zapasowego źródła zasilania. Do ładowania można też użyć stojaka do ładowania **D**.

### ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciem lub jeśli nie korzystano z urządzenia przez dłuższy czas, należy naładować je całkowicie.
  - Standardowy czas ładowania wynosi **ok. 2 godz.** a w pełni naładowany akumulator zapewnia czas pracy **do 100 minut**. Czas pracy skraca się w zależności od obciążenia urządzenia oraz wieku i zużycia akumulatora.
1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
  2. Podłączyć urządzenie bądź bezpośrednio kablem USB do adaptera (ładowarki), lub użyć stojaka do ładowania, który również można podłączyć z pomocą załączonego kabla USB do adaptera (ładowarki) a następnie włożyć urządzenie w prawidłowy sposób do stojaka (rys. 1). Jeśli urządzenie jest włączone i rozpocznie się ładowanie, urządzenie zostanie wyłączone.
  3. Nie przekraczać określonego czasu ładowania!

#### Uwaga

Stan i przebieg ładowania akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu z pomocą kontrolki **B7**. Podczas ładowania kontrolka miga a po całkowitym naładowaniu świeci ciągle.

### Zoptymalizować żywotność akumulatora

- Nie zostawiać podłączonego kabla USB w urządzeniu.
- Podczas ładowania lub działania urządzenie nagrzewa się, co jest normalne i nie jest powodem do reklamacji.

## OBSŁUGA

- Długim naciśnięciem przycisku **A1** (na ok. 1 sec.) włączyć/wyłączyć urządzenie. Po włączeniu i wyłączeniu zabrzmi sygnał dźwiękowy.
- Naciskając krótko przycisk **A1** można przełączać między poszczególnymi trybami pracy. Nastawienie trybu pracy jest sygnalizowane odpowiednią kontrolką na wyświetlaczu (**B1**, **B2**, **B3**, **B4**).

## PRZEZNACZENIE

Urządzenie z pomocą wibracji ultradźwiękowych (częstotliwość 24000 Hz) dokładnie oczyszcza cerę i usuwa obumarłe komórki skóry. Poprawia również wchłanianie różnych preparatów kosmetycznych i czyni cerę bardziej miękką.

Technologia prądu galwanicznego:

- jonizacja dodatnia (Ion+) służy do dogłębnego czyszczenia cery
- jonizacja ujemna (Ion-) służy do dogłębnej aplikacji preparatów kosmetycznych

Urządzenie posiada też funkcję terapii fotonowej z pomocą niebieskiego światła, która działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

### Czyszczenie cery (rys. 2)

1. Nawilżyć cerę twarzy.
2. Włączyć urządzenie i nastawić żądany tryb pracy.
3. Przyłożyć nierdzewną część aplikatora **A2** lekko dociskając do cery twarzy i poruszać nią równomiernie po cerze całej twarzy tak, jak jest pokazane na rys. 2.
4. Po ukończeniu pracy wyłączyć urządzenie i opłukać twarz wodą.

### Uwaga

Dla delikatniejszego czyszczenia i masażu cery można użyć silikonowej koszulki **C1**.

### Aplikacja preparatów kosmetycznych (rys. 3)

1. Nanieść na cerę twarzy preparat kosmetyczny.
2. Włączyć urządzenie i nastawić żądany tryb pracy.
3. Przyłożyć nierdzewną część aplikatora **A2** lekko dociskając do cery twarzy i poruszać nią równomiernie po cerze całej twarzy tak, jak jest pokazane na rys. 3. W ten sposób stopniowo rozprowadzi się naniesiony preparat kosmetyczny.
4. Po ukończeniu pracy wyłączyć urządzenie.

### Funkcja automatycznego wyłączenia

Po ok. 9 minutach nieprzerwanej pracy urządzenia automatycznie wyłączy się. Przed wyłączeniem zabrzmi sygnalizacja dźwiękowa. Pozostały czas pracy jest wyświetlany numerycznie na wyświetlaczu **B5**.

## IV. KONSERWACJA

Urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu! Powierzchnię urządzenia, stojak do ładowania i kabel USB wycierać tylko miękką wilgotną ściereczką. Aplikator ze stali nierdzewnej **A2** wycierać też wilgotną ściereczką. Silikonową koszulkę do czyszczenia cery **C1** można opłukać pod bieżącą wodą, przed ponownym użyciem należy wysuszyć. Nie używać ostrych i agresywnych detergentów!

**Pojemność akumulatora produktu stopniowo maleje. Zmniejszenie pojemności akumulatora występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zużycie urządzenia. Zmniejszenie pojemności akumulatora nie stanowi wady urządzenia.**

## V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej

utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Bezpieczne usuwanie zużytych akumulatora, za pośrednictwem specjalnych punktów zbiórki. Nigdy nie wrzucać akumulatora do ognia!

### Wymowanie akumulatora

Akumulator można wyjąć z urządzenia dopiero po całkowitym rozładowaniu (np. pozostawić uruchomione urządzenie do momentu zatrzymania silnika) i po zakończeniu żywotności urządzenia! Podczas normalnej pracy nie wyjmuje się akumulatora i jest on niedostępny! Z pomocą odpowiedniego narzędzia otworzyć obudowę urządzenia a następnie wyjąć akumulator. Uważać jednak, aby uniknąć zranienia.

## VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	wskazane na tabliczce znamionowej
Waga urządzenia (g)	93
Urządzenie klasy ochrony	III.
Wymiary (V x D x Ś); mm	20 x 168 x 49

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.


### OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego*

*worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!*

Symbol  oznacza OSTRZEŻENIE.



Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalk lub innych pojemników z wodą.




Można myć pod bieżącą wodą

## VII. OBSŁUGA KLIENTA

**Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!**

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).



**eta 5353****Fenité****BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bewahren Sie bitte diese Anleitung zusammen mit dem Kassenbeleg und je nach den Möglichkeiten auch mit der Verpackung und dem Inhalt auf.

**I. SICHERHEITSANWEISUNGEN**

- Die Anweisungen der Anleitung betrachten Sie als Teil des Elektrogerätes und übergeben Sie die Anleitung einem jeden weiteren Nutzer.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung in den Haushalten und zu ähnlichen Zwecken bestimmt! Es wurde nicht zu den Zwecken der Verwendung in kosmetischen Salons oder zu anderen kommerziellen Zwecken konstruiert!
- **Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mehr als 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen genutzt werden, wenn sie unter Aufsicht sind oder über die Nutzung des Gerätes auf eine sichere Art und Weise angewiesen wurden und sich eventueller Gefahren bewusst sind. Es muss gesichert werden, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 8 Jahren und ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden.**
- **Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser!**
- **Verwenden Sie das Gerät auf solche Weise, dass es zu keiner Verletzung von Personen oder Beschädigung des Gerätes kommt.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist und beschädigt wurde.**
- Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Chemikalien, übermäßige Feuchtigkeit, hygienische Mittel, aggressive kosmetische Flüssigkeitsmittel, große Temperaturänderungen und gegen direkte Sonneneinstrahlung.
- Vor dem Gebrauch nehmen Sie alle Metallgegenstände und Schmuck ab (z.B.: Brille, Uhr, Ohringe, Armbänder, Ringe usw.).

- Stecken Sie das Gerät oder das Zubehör in keine Körperöffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nie zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung bestimmt!
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem für diesen Typ bestimmten Zubehör. Die Verwendung vom nicht autorisierten Zubehör kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie im Gerät nur den vom Hersteller zugelassenen Akkutyp. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht aufgeladen werden dürfen.
- **ACHTUNG:** Bei unrichtiger Verwendung des Gerätes im Widerspruch mit der Bedienungsanleitung, besteht Verletzungsgefahr.
- Eventuelle fremdsprachliche Texte und Bilder an den Verpackungen oder am Gerät sind am Ende dieses Dokuments erklärt und übersetzt.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige Verwendung des Gerätes entstehen - z.B. Verletzung, Gesundheitsschaden und ist aus im Falle der Nicht-Einhaltung der oben aufgeführten Sicherheitsanweisungen nicht verantwortlich. Die Verwendung dieses Gerätes ist nicht als Ersatz ärztlicher Behandlung anzusehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sensible, beschädigte oder Ekzem-anfällige Haut haben – z.B. neue Narben, verschiedene Risse, Verbrennungen, rote Stellen, geschwollene Wangen, Hauterkrankungen.
- Fühlen Sie während der Reinigung Schmerz oder unangenehme Gefühle, oder tauchen irgendwelche andere Gesundheitsprobleme auf, schalten Sie das Gerät gleich aus und besprechen Sie die weitere Verwendung mit dem behandelnden Arzt, dem Dermatologen.
- Das Gerät dient nicht zur Behandlung von jeglichen Symptomen der Hauterkrankung. Besprechen Sie die Verwendung des Geräts mit dem behandelnden Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Kindern, an nicht zurechnungsfähigen Personen oder Personen, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit exfolierenden und anders aggressiven Gelen (z.B. mit Alkohol)!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in enger Nähe von Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen.

#### SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Halten Sie Kinder außerhalb der Reichweite des Gerätes und seines Anschlusses.
- Das Gerät hat kein eigenes Netzteil, es wird lediglich von einer USB-Quelle (Netzteil mit USB-Anschluss, PC mit USB- Anschluss) mit Ausgangsspannung von 5,0 V und mit Ausgangsstrom von minimal 1000 mA aufgeladen, achten Sie bitte vor dem Anschließen auf die Hinweise der Hersteller dieser Einspeisequellen.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz/ vom Netzteil, immer wenn Sie es ohne Aufsicht lassen und immer vor dem Reinigen.
- Zur Absicherung des ergänzenden Schutzes empfehlen wir eine Stromsicherung (RCD) mit dem Nennstrom nicht höher als 30 mA in

- den elektrischen Einspeisungskreis des Badezimmers zu installieren. Fragen Sie den Revisionstechniker oder Elektriker um Beratung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzteil beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist und beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät zur Service-Stelle für die Überprüfung des sicheren Betriebs und der richtigen Funktion.
  - Das Gerät mit angeschlossenem Anschluss/Netzteil darf nicht an Stellen verwendet werden, an denen er in die Badewanne, in den Waschbecken oder ins Schwimmbad fallen könnte. Fällt das Gerät trotzdem ins Wasser, berühren Sie ihn oder das Wasser nicht! Trennen Sie zuerst den Anschluss/den Netzteil von der el. Steckdose und erst dann entnehmen Sie das Gerät. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät zur Service-Stelle für die Überprüfung des sicheren Betriebs und der richtigen Funktion.
  - Wird das Gerät im Badezimmer aufgeladen, ist es notwendig, es nach dem Aufladen vom elektrischen Netz durch das Ausziehen aus der Steckdose/dem Netzteil zu trennen, da es in der Nähe des Wassers eine Gefahr darstellt, und zwar auch wenn es ausgeschaltet ist.
  - Tauchen Sie den Anschluss/den Netzteil nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten (auch nicht teilweise) und spülen Sie es nicht unter laufendem Wasser ab! Vermeiden Sie zugleich, dass diese übergossen werden.
  - **WARNUNG:** Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Nassen geeignet (z. B. unter der Dusche usw.).
  - Der Anschluss ist lediglich für dieses Gerät bestimmt, verwenden Sie ihn nicht zu anderen Zwecken.

- Stecken Sie den Anschluss/den Netzteil in und aus der Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Beim Aufladen ist das Gerät warm, das ist ein normaler Zustand.
- Führen Sie das Aufladen des Akkus bei üblicher Zimmertemperatur durch.
- Laden Sie das Gerät und lassen Sie es nie unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen und falls die Temperatur unter 10 °C oder über 40 °C ist, die Betriebsdauer des Akkus wird dadurch ungünstig beeinflusst.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des USB-Anschlusses.
- Verhindern Sie, dass das Anschlusskabel frei über die Kante einer Arbeitsplatte hängt, wo es in die Reichweite von Kindern geraten könnte.
- Das Anschlusskabel darf mit scharfen oder heißen Gegenständen, mit Feuerflammen nicht beschädigt werden, darf nicht ins Wasser untertauchen und an scharfen Kanten gebogen werden.

## II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

### A – Körper des Gerätes

- A1 – Taste EIN/AUS + Taste zur Einstellung der Betriebsart
- A2 – Edelstahlapplikator
- A3 – Blaues Licht für Photonen-Therapie
- A4 – Ladungsbuchse (USB-Kabel)
- A5 – Kontakte für die Ladestation

### B – Beleuchtetes LCD-Display

- B1 – Ikone des aktuell eingestellten Modus – hohe Intensität
- B2 – Ikone des aktuell eingestellten Modus – niedrige Intensität
- B3 – Ikone des aktuell eingestellten Modus – positive Polarisation
- B4 – Ikone des aktuell eingestellten Modus – negative Polarisation
- B5 – Restlaufzeit (in Minuten)
- B6 – Symbol - Minuten
- B7 – Batteriezustandsanzeige

### C – Zubehör

- C1 – Silikonhülle für Hautreinigung
- C2 – Schutz

### D – Ladestation

### E – USB-Kabel \*

- \* **USB-Kabel:** zu diesem USB-Kabel kann eine Quelle mittels USB (z.B. Netzteil für Wechselstrom, Ersatzenergiequelle u.a.) angeschlossen werden.

## III. BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bevor Sie das Gerät richtig benutzen können, ist es notwendig den Akku voll aufzuladen. Das Gerät kann mit einem zur Netzquelle, d.h. Netzteil für Wechselstrom oder Ersatzenergiequelle angeschlossenen USB-Kabel aufgeladen werden. Für die Batterieladung kann auch Ladestation **D** verwendet werden.

### AUFLADEN

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben.
  - Standardladezeit ist **ca. 2 Stunden** und ein voll geladener Akku gewährt Betriebszeit **bis zu 100 Minuten**. Die Betriebszeit sinkt in der Abhängigkeit von der Belastung des jeweiligen Gerätes sowie der Alterung und Verschleiß vom Akku.
1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
  2. Das Gerät entweder direkt über USB-Kabel mit der Speisquelle (Ladegerät) verbinden oder die Ladestation benutzen. Die Ladestation kann auch mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit der Speisquelle (Ladegerät) verbinden, und dann das Gerät richtig in die Ladestation legen (s. Abb. 1). Ist es angeschaltet und beginnt man es aufzuladen, schaltet es sich aus.

### 3. Überschreiten Sie nicht die festgelegte Auflade-Dauer!

#### Anmerkung

Den Ladezustand und –Verlauf wird an der Anzeige **B7** visualisiert. Während des Ladens blinkt Anzeige **B7**, nach Abschluss des Ladungsprozesses leuchtet sie kontinuierlich.

#### Optimalisieren Sie die Akku-Betriebsdauer

- Lassen Sie das angeschlossene USB-Kabel nicht im Gerät.
- Beim Aufladen oder beim Betrieb kommt es zum Aufwärmen des Geräts, dies ist normal und kein Grund zur Reklamation.

#### BEDIENUNG

- Das Gerät schalten Sie durch langes Tastendücken **A1** (ca. für 1 Sek.) ein/aus. Beim Einschalten sowie Ausschalten ertönt sich ein akustisches Signal.
- Mit kurzem Tastendruck auf **A1** kann man verschiedene Modi schalten. Der aktuell eingestellte Modus wird mit Signallampen (**B1**, **B2**, **B3**, **B4**) auf der Anzeige dargestellt.

#### GEBRAUCH

Das Gerät reinigt mit Hilfe von Ultraschallvibrationen (Frequenz 24000 Hz) gründlich die Haut und beseitigt abgestorbene Hautzellen. Es verbessert auch die Absorbierfähigkeit von diversen kosmetischen Mitteln und macht die Haut feiner.

Galvanischer Strom Technologie:

- positive Ionisierung (Ion+) – für tiefe Hautreinigung
- negative Ionisierung (Ion-) – für tiefe Applikation von kosmetischen Präparaten

Das Gerät verfügt auch über die Funktion Photonen-Therapie mit dem blauen Licht, die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung hat.

#### Hautreinigung (Abb. 2)

1. Gesichtshaut anfeuchten.
2. Das Gerät einschalten und den gewünschten Modus einstellen.
3. Edelstahlapplikator **A2** an die Gesichtshaut legen und mit leichtem Druck auf der Haut gleichmäßig bewegen, wie auf Abb. 2 gezeigt.
4. Nach Abschluss der Hautreinigung das Gerät ausschalten und das Gesicht mit Wasser waschen.

#### Anmerkung

Für feinere Reinigung und Massage der Haut kann man Silikonhülle **C1** verwenden.

#### Applikation von kosmetischen Präparaten (Abb. 3)

1. Kosmetisches Präparat auf die Gesichtshaut auftragen.
2. Das Gerät einschalten und den Gewünschten Modus einstellen.
3. Edelstahlapplikator **A2** an die Gesichtshaut legen. Mit leichtem Druck auf die Haut das Gerät gleichmäßig bewegen, wie auf Abb. 3 gezeigt, und somit das aufgetragene Präparat allmählich in die Haut einziehen.
4. Nach der Applikation das Gerät wieder ausschalten.

#### Funktion der automatischen Ausschaltung

Nach ca. 9 Minuten eines Dauerbetriebes schaltet das Gerät automatisch aus. Vor dem Ausschalten ertönt sich akustische Signalisation. Die Betriebsrestlaufzeit wird auf Anzeige **B5** visualisiert.

## IV. WARTUNG

Das Gerät muss nach jeder Benutzung gereinigt werden! Oberfläche des Gerätes, Ladestation und USB-Kabel ausschließlich mit feuchtem Tuch abwischen. Edelstahlappikator **A2** auch mit feuchtem Tuch abwischen. Silikonhülle für Hautreinigung **C1** kann man unter fließendem Wasser spülen. Vor dem nächsten Gebrauch gut trocknen lassen. Verwenden Sie keine groben oder aggressiven Reinigungsmittel!

**Die Batteriekapazität des Produkts nimmt allmählich ab. Die Verringerung der Batteriekapazität erfolgt bei normalem Gebrauch des Geräts und wird als Abnutzung des Geräts betrachtet. Eine Verringerung der Batteriekapazität ist kein Gerätedefekt.**

## V. UMWELTSCHUTZ



Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle oder geben es bei Ihrem Händler ab. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Akkuherausnahme Der Akku ist laut den Anweisungen auf herauszunehmen.

### Entnehmen des Akkus

Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät lediglich nach vollem Ausladen (d.h. lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis der Motor anhält) oder nach dem Ende der Lebensdauer des Gerätes! Beim üblichen Betrieb wird der Akku nicht entnommen und ist unzugänglich! Unter Verwendung eines geeigneten Werkzeuges demontieren Sie den Körper des Gerätes und nehmen Sie danach den Akku heraus. Gehen Sie aufmerksam vor, sodass Sie Schnittverletzungen verhindern!

## VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht (g)	93
Gerät der Schutzklasse	III.
Abmessungen (ca. LängexTiefexHöhe) (mm)	20 x 168 x 49

**Unbedeutende Abweichungen von der Standardausführung, die keinen Einfluss auf die Funktion des Produkts haben, behält sich der Hersteller vor. Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich!**

**WARNSYMBOL UND SYMBOLE, DIE AUF VERBRAUCHER, VERPACKUNGEN ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:**

*HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt.  
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*

*Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.*



HINWEIS



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.




Unter fließendem Wasser abwaschbar

## VII. KUNDENDIENST

**Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!**

Informationen zu Produktreklamationen und Reparaturen finden Sie unter [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).



Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIC.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmöln. Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189,

Email: [info@eta-hausgeraete.de](mailto:info@eta-hausgeraete.de)





*eta*

© DATE 09/06/2022

e.č. 22/2022



**Výrobce / Výrobca / Producer /  
Gyártó / Producent / Hersteller:**

ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ  
[info@eta.cz](mailto:info@eta.cz)