


eta

ANALYTICKÁ OSOBNÍ VÁHA
SE SMART APLIKACÍ

VITAL FITNESS

ETA277990000



Bezpečnostní sklo o tloušťce
5 mm



Aplikace s vyhodnocováním
tělesných charakteristik



Paměť pro 10 osob



Skleněná vážicí plocha



Analýza dle 5 parametrů - výšky, váhy, věku,
pohlaví, biologického odporu



Měří např. viscerální tuk, tělesný a podkožní
tuk, vodu v těle, svalovinu, hodnocení
postavy, index BMI apod.



LED displej

- V kombinaci s unikátní smart aplikací pomáhá sledovat, pravidelně zaznamenávat a vyhodnocovat vývoj základních tělesných charakteristik
- Maximální kapacita váhy do 180 kg / 400 lb / 28 st
- Rozlišení 100 g
- Skleněná vážicí plocha
- Ihned váží - stačí se na váhu postavit - dojde automaticky k zapnutí a zvažení
- Analýza s použitím 5 parametrů - výška, váha, věk, pohlaví a biologický odpor
- Provoz na 3 ks baterie AAA (součástí balení)
Bezpečnostní sklo o tloušťce 5 mm
- Automatické vypnutí, automatické vynulování
- Indikátor přetížení, indikátor slabé baterie



BAREVNÉ PROVEDENÍ

bílá

EAN: 8590393405732

LOGISTICKÁ DATA

Rozměry balení:

Výška (cm): 32

Šířka (cm): 31

Hloubka (cm): 3

Hmotnost (kg): 1,72

Rozměry výrobku:

Výška (cm): 30

Šířka (cm): 30

Hloubka (cm): 2


Hmotnost (kg): 2

eta

ANALYTICKÁ OSOBNÍ VÁHA
SE SMART APLIKACÍ

VITAL FITNESS

ETA277990000



APLIKACE ETA SMART

- Množství funkcí a možností analýzy
- Po spárování s vahou zobrazuje, analyzuje, komentuje a ukládá naměřená data
 - až 18 různých tělesných charakteristik (např. viscerální tuk, tělesný tuk, voda v těle, svalovinu, hodnocení postavy, kosti, BMI nebo informaci, kolik by daná osoba měla vážit)
- Umožňuje sledovat pokroky jednotlivých změřených hodnot v čase (včetně grafického znázornění)
- Všechna data se automaticky ukládají a zálohují v cloudu s přístupem prostřednictvím vlastního účtu
- Možnost rychlého použití pro návštěvy i bez registrace (tzv. návštěvní mód)
- Umožňuje přepnutí jednotek hmotnosti (kg/lb/st)
- Kompatibilní s Android 7 (a novější); iPhone4S a iOS 9.0 (a novější)

